

Röntgenbrits

För lungröntgen i sidoläge

Designad i samråd med sjukvårdspersonal för bästa patientkomfort, användarvänlighet och ergonomi.

Utförande

Tredelad, elektrisk med två motorer. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter.

Chassi

Helsvetsade stålrör, vitlackerat chassi, förkromade lyftbågar.

Mittsektionen

Elektriskt reglerbar 10 cm.

Dynor

Med 4 cm skumplaststoppning, klädda i konstläder. Ett stort antal färger finns att tillgå, för att kunna matcha rummets dekor. Liggplanets ram skyddar dynan från stötar.

Hjul

125 mm centrallåsta vita hjul, varav ett är riktningspärrat, för att underlätta vid längre transporter.

Motor

220-240 V / 24 V. Handreglage är standard, fotreglage finns som tillval. Kan erhållas med batteriuppsbackning.

Skyddsskåpa/förvaringslåda

Integrerad låda för förvaring. Dess rena design underlättar vid rengöring.

Mått

Längd 195 cm
Längd mittsektion 35 cm
Bredd 70 cm
Höjd 53-91 cm
Vikt 72 kg



Nackkudde 010-0100



Benämning

Röntgenbrits

Art nr

011-8441

Tillbehör

Nackkudde
Batteriuppsbackning

010-0100
010-8201