

Undersökningsbrits 2-delad

Elektrisk. Ny modell, extra låg.

CE-certifierad enligt MDR. Undersökningsbrits i extra lågt utförande, 49-85 cm, elektrisk modell, 70 eller 80 cm bred. Två motorer reglerar höjd och ryggstöd, medan chockläget regleras med gaskolv.

Stativ

Helsvetsade pulverlackerade stålrör. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter. Genom denna design blir britsen oerhört stabil.

Pappersrullhållare

Pappersrullhållare och avrivare ingår. Pappersrullhållare är placerad bakom ryggstödet och avrivaren vid foten.

Hjul

125 mm centrallåsta hjul, varav ett med riktningsspärr och ett antistatiskt.

Motor (modell 011-9551)

220-240 V / 24V. Fotkontroll sitter på britsens chassi.

Dynor

70 eller 80 cm bredd. Dynorna, som är stoppade med 4 cm polyeterstopning är klädda med konstläder som tål ytdesinfektion och finns i många olika färger. Dynan skyddas mot stötar av en förkromad stålram.

Skyddsskåpa

Skyddar motor. Dess design med jämna ytor underlättar rengöringen av britsen.

Mått & vikt

Längd: 200 cm
 Bredd: 70 eller 80 cm
 Höjd: 49-85 cm
 Ryggstöd, vinkel: 71°
 Chockläge, vinkel: -14°
 Vikt: 67 kg
 Max belastning: 200 kg



Pulverlackerat chassi, grått



125 mm centrallåsta hjul varav ett med riktningsspärr och ett antistatiskt.



Pappersrullhållare och avrivare ingår.



Sidogrindar, infusionsställ och nackkudde finns som tillbehör.



Benämning

Undersökningsbrits elektrisk 70 cm
 Undersökningsbrits elektrisk 80 cm

Art nr

011-9551
 011-9551-80

Nackkudde

010-0100

Sidogrindar, par *

010-8070

Infusionsställ

010-8080

* Måste beställas i samband med beställning av britsen.

