

UNDERSÖKNINGSBRITS 2-DELAD ELEKTRISK

Standardutförande, elektrisk 1 motor, separat låsbara hjul, bredd 70 cm, konstläderklädda dynor

Om britsen

Elektrisk undersökningsbrits med chockläge och hjul varav två låsbara, ett riktningsspärrat och ett fritt. Standard längd och bredd, 200x70 cm, höjd 53-91 cm. Konstläderklädda dynor, höjdglering med handkontroll.

CE-certifiering

CE-certifierad enligt MDR.

Chassi

Helsvetsat pulverlackerat stålrovsstativ. Stabil konstruktion med fyra lyftpunkter.

Höjdglering och intervall

Elektrisk höjdglering. Britsen finns också med **hydraulisk/manuell höjdglering**. Den har en låg lägsta höjd, vilket gör det enkelt för exempelvis barn eller äldre patienter att komma på och av britsen. Dess höga högsta höjd gör att personalen kan uppnå en ergonomisk arbetsställning som sparar den egna kroppen.

Ryggstöd och chockläge

Ryggstödet och det så kallade chockläget (att britsens fotända snabbt kan höjas om en patient kommer i chock eller svimmar) regleras manuellt, och aktiveras mycket enkelt via ett av de handtag som finns på ryggstödet och fotändans båda sidor.

Dynor och färger

Dynorna är liggvänliga och fyllda med 4 cm stoppning. Liggplanetets förkromade ram skyddar dynorna mot stötar. Konstläderet finns i ett stort urval färger för att kunna matcha rummets dekor.

Hjul

Britsens 125 mm hjul varav två med broms är mycket robusta och lätttrullande. Den finns med **centrallåsta hjul**. Båda hjulsatser har så kallad riktningsspärr. När denna funktion aktiveras låses riktningen på ett hjul så att rak transport i exempelvis kulvertar eller korridorer förenklas.

Pappersrullhållare

En hållare för pappersrulle ingår.

Tillbehör

En mängd olika **tillbehör** som exempelvis **nackkudde**, **armstöd**, **sidogrindar** och **infusionsställ** finns att välja till britsen.

Viktkapacitet

Britsen kan belastas med max 200 kg. Detsamma gäller för både den elektriska och den hydrauliska versionen. För tyngre patienter, se också vår mycket kraftiga **brits som tar 300 kg**.

Generellt om våra 2-delade britsar

Den 2-delade britsen finns i diverse olika utföranden på hemsidan eftersom den finns upphandlad av olika Regioner med olika önskemål.

Hydraulisk:

- * **010-8051**, standardutförande med separat låsbara hjul (bredd 70 cm, konstläderklädda dynor)
- * **010-8551**, standardutförande med centrallåsta hjul (bredd 70 cm, konstläderklädda dynor)
- * **010-8551-10**, bredd 70 cm, PVC-fri klädsel på dynorna
- * **010-8551-11**, bredd 70 cm, PVC-fri klädsel på dynorna, hjul-bromspedaler för hjulen i alla hörn
- * **010-8551-12**, bredd 80 cm, PVC-fri klädsel på dynorna, hjul-bromspedaler för hjulen i alla hörn
- * **010-8551-13**, bredd 70 cm inkl sidogrindar, PVC-fri klädsel på dynorna, hjul-bromspedaler för hjulen i alla hörn



Fakta

Artikelnummer: 011-8051

Mått & vikt

Längd: 200 cm

Bredd: 70 cm som standard. 60 eller 80 cm som tillval.

Höjd: 53-91 cm

Ryggstöd, längd: 75 cm

Ryggstöd, vinkel: 71°

Chockläge, vinkel: -14°

Vikt: 67 kg

Max patientvikt: 200 kg

Skyddskåpa

Under liggplanet finns en kåpa. Den kan användas för tillfällig förvaring av patientens kläder och utgör ett skydd för hydrauliken. Dess rena linjer gör den enkel att torka av.

Elektrisk:

* **011-8051**, standardutförande med separat låsbara hjul (bredd 70 cm, konstläderklädda dynor)

* **011-8551**, standardutförande (bredd 70 cm, konstläderklädda dynor)

* **011-8551-10**, bredd 70 cm, elrygg, handkontroll, PVC-fri klädsel på dynorna

* **011-8551-11**, bredd 70 cm, PVC-fri klädsel på dynorna, handkontroll, hjul-bromspedal i alla hörn

* **011-8551-12**, bredd 70 cm, PVC-fri klädsel på dynorna, fotkontroll, hjul-bromspedal i alla hörn

* **011-8551-13**, bredd 70 cm inkl sidogrindar, PVC-fri klädsel på dynorna, handkontroll, hjul-bromspedal i alla hörn

* **011-8551-14**, bredd 80 cm inkl sidogrindar, PVC-fri klädsel på dynorna, handkontroll, hjul-bromspedal i alla hörn

Order/Offert

Tryck på knappen "Lägg i varukorgen/offertkorgen" om du vill beställa en vara eller få en offert. Valet mellan order eller offert görs i nästa steg. En beställning registreras utifrån de faktura- och leveransadresser du anger i processen. Sedan sänder vi dig en bekräftelse via e-post. Om du istället önskar en offert, skickas den till dig helt kostnadsfritt via e-post, oftast samma vardag. En offert kan accepteras eller ignoreras. Priserna på hemsidan är exklusive moms.