

ARMOPERATIONSBORD

Bord med rostfri skiva för exempelvis hand- eller armoperation.

Höjdintervall 72-110 cm.

Bord med rostfri skiva för exempelvis hand- eller armoperation

Stativ

Helsvetsade förkromade stålrör och 3-bensfot med doppskor.

Skiva

Rostfri plåt, steglöst inställbar i vinkel och höjd.

Mått

Skivstorlek 60 x 30 cm. Inställbar i höjd mellan 72 och 110 cm.



Fakta

Artikelnummer: 080-2000

Skivstorlek: 60x30 cm.

Höjd: 72-110 cm.