

# Let's Go Out

Utomhusrollator

Svart/Silver Art. No. 0120

Nattsvart Art. No. 0140

Beige/Silver Art. No. 0150

Röd Art. No. 0130

**TRUST**  
CARE



Let's Go Out har gummifjädring i bakhulen för mjukare gång.

Let's Go Out utomhusrollator är lätt och stadig. Den väger endast 6,4 kg och bredden är endast 58 cm. Den är lätt att fälla ihop och väskan fälls ihop tillsammans med rollatorn. Let's Go Out finns i fyra färger: Svart/Silver, Nattsvart, Beige/Silver och Röd. De stora framhjulena gör det lätt att svänga och komma över trottoarkanter. Let's Go Out har stänkskärmar på bakhjulen och fjädringen på bakhjulen ger bekväm gång. Gummihandtagen har ergonomisk form och höjden kan justeras från 78 till 96 cm för att passa olika användare.




När Let's Go Out är hopfärd är den lätt att ta med sig i bilen eller på bussen eftersom bredden är endast 20 cm.



Väska Svart dekor. Art. No. 0121  
Väska Brun dekor. Art. No. 0151



Resväska. Art. No. 0125



Kryckhållare. Art. No. 0126



Bricka. Art. No. 0479



Svart - Ryggband. Art. No. 0123  
Brunt - Ryggband. Art. No. 0153

## Tekniska data:

Testad enligt ISO 11199-2:2005

För en maximal användarvikt på 130 kg



Bredd 58 cm

Längd 65 cm

Vikt 6,4 kg

Handtagshöjden är

sjusteringsbar från 78 - 96 cm

Sitsens höjd 59,5 cm

Framhjulsdiameter 24,5 cm

Bakhjulsdiameter 20 cm

Max. last i väskan 10 kg

